

Uwagi przed pobraniem próbki:

NIE jedz, NIE pij, NIE pal i NIE żuj gumy 30 minut przed pobraniem próbki śliny.

NIE usuwaj plastikowego filmu z pokrywki lejka oraz NIE zamykaj pokrywki przed pobraniem próbki śliny.

Próbka śliny (bez pęcherzyków) NIE powinna znajdować się ponad górną linię tuby (patrz rys. 1).

Zastosowanie: pobranie DNA ze śliny.

Zawartość: Zestaw zawiera płyn stabilizujący.











Uwagi i ostrzeżenia: Płyn stabilizujący (fioletowy) w pokrywce nigdy nie powinien być spożywany. Mimo, że płyn nie jest toksyczny dla skóry, należy przemyć skórę wodą z mydłem po kontakcie z płynem.

Zakrętka do tuby może spowodować zadławienie się.

Przechowywanie: 15°C 30°C

Podsumowanie i wyjaśnienie testu:

Oragene-ONE jest zestawem do samodzielnego pobrania materiału genetycznego. Zestaw zawiera instrukcje pobrania i płyn stabilizujący próbkę.


-  Przeczytaj załączone informacje
-  Zbierz ślinę za pomocą
-  Wyrób medyczny do użytku in vitro
-  Numer katalogowy
-  Znak CE
-  Uwaga, przeczytaj instrukcję
-  15°C / 30°C Informacja na temat przechowywania
-  Autoryzowany przedstawiciel
-  Producent
-  Numer LOT

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA


Przeczytaj instrukcję przed pobraniem próbki

Procedura:


W większości przypadków pobranie próbki śliny zajmuje od 2 do 5 minut postępując zgodnie z instrukcjami wg punktów od 1 do 5




1 Napluj NIEWIELKĄ ilość śliny do lejka. Delikatnie puknij podstawą tuby o płaską powierzchnię stołu, aby pomóc spłynąć ślinie do tuby. Sprawdź czy ilość płynnej śliny (bez pęcherzyków powietrza) znajduje się pomiędzy wyznaczonymi liniami, jak pokazano na rysunku obok.




2 Przytrzymaj tubę jedną ręką w pozycji pionowej. Drugą ręką zamknij pokrywkę lejka (jak na rysunku obok) poprzez mocne wciśnięcie pokrywki lejka do momentu usłyszenia głośnego kliknięcia. W konsekwencji barwna ciecz (płyn stabilizujący) zostanie uwolniona do tuby i zmieszana ze śliną. Upewnij się, że pokrywka jest szczelnie zamknięta.



3 Przytrzymaj tubę w pozycji pionowej. Odkręć lejek od tuby z pobraną próbką śliny.



4 Użyj małej zakrętki (załączonej do zestawu) do zakręcenia tuby z próbką śliny.



5 Potrząśnij zakręconą tubą przez 5 sekund. Wyrzuć lejek do kosza na śmieci.

 **For In Vitro Diagnostic Use**

DNAgenetek



Made in Canada
DNA Genetek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Superior samples
Proven performance*

Toll-free (North America): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenetek.com
www.dnagenetek.com

 Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH The Hague, The Netherlands

Australian Sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Australia

Oragene®-ONE is not available for sale in the United States.

*Oragene is a registered trademark of DNA Genetek Inc.

Some DNA Genetek products may not be available in all geographic regions, contact your sales representative for details.

All DNA Genetek protocols, white papers and application notes, are available in the support section of our website at www.dnagenetek.com.

Patent (www.dnagenetek.com/legalnotices)

© 2015 DNA Genetek Inc., a subsidiary of OraSure Technologies, Inc., all rights reserved.

PD-PR-00260 Issue 4/2015-12

DYSTRYBUTOR W POLSCE

Cambridge Diagnostics (Polska) Sp. z o.o.

00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4A; Tel.: 22 831 01 02, 22 831 66 03

e-mail: info@cambridge-diagnostics.pl, www.cambridge-diagnostics.pl

